



## 예혼합 pH 캘리브레이션 용액과 탈이온수

Pre-Mixed pH Calibration Solutions and Deionized Water

PHA-4  
시리즈



선택\*



모두 실제 크기보다 작게 보입니다.

- ✓ 탈이온수
- ✓ 예혼합 pH 용액
- ✓ 2병 크기 이용 가능
- ✓ NIST 인증 샘플에 맞는 표준화된 pH 용액

정확한 pH 측정을 제공하기 위해 만들어진 완충 용액은 NIST 인증 샘플에 맞게 표준화되었고, 전극과 pH 계량기의 캘리브레이션용으로 적합합니다. 완충제는 에러 없이 25°C (77°F)에서 ±0.01 pH이내의 정확도를 갖기 위해 색깔로 구분되어 있습니다. 각각의 완충제는 오염과 누설을 예방하기 위한 방부제/항곰팡이제와, 오픈된 병뚜껑을 포함하고 있습니다. 온도 보상표는 각각의 완충 용액에 표시되어 있습니다.



PHAB-PH 5개의 탈이온수 팩이 포함된 4개, 7개, 10개들이 완충제 팩 다섯개. 실제 크기보다 작게 보입니다.

### 주문하려면

모델 번호	설명
PHA-4	4.00 pH 완충 용액 500 mL (1 pint) 병
PHA-4-GAL	4.00 pH 완충 용액 4 L (1 gal) 병
PHA-7	7.00 pH 완충 용액 500 mL (1 pint) 병
PHA-7-GAL	7.00 pH 완충 용액 4 L (1 gal) 병
PHA-10	10.00 pH 완충 용액 500 mL (1 pint) 병
PHA-10-GAL	10.00 pH 완충 용액 4 L (1 gal) 병
PHA-DI	탈이온수 500 mL (1 pint) 병
PHA-DI-GAL	탈이온수 4 L (1 gal) 병
PHAB-DI	휴대용 탈이온수 팩 20개
PHAB-PH	각각 4, 7개의 10, 완충제 팩
CAL-PH*	NIST 인증서

\* NIST 규격 인증서는 모델 번호 뒤에 "- NIST"와 추가 라인 아이템, CAL-PH를 덧붙이세요. 추가 비용이 발생합니다. NIST 인증서는 pH 완충제만 이용 가능합니다.

주문 예: PHA-7-GAL, 7.00 pH 완충 용액 1 갤런 병.  
PHA-7, 7.00 완충 용액, 1 pt 병.